

emexact[®]



**Tornillos autorroscantes
para Osteosíntesis**



Tornillos autorroscantes para Osteosíntesis

Indicados en pacientes con atrofia mandibular para la fijación y estabilización de trasplantes e injertos de hueso, a fin de incrementar la cresta alveolar.

También se emplea para la estabilización temporal y la fijación de membranas de barrera, en procesos de regeneración ósea guiada.

Beneficios clínicos

- Fácil inserción del tornillo debido a las excelentes propiedades de corte
- Diámetro del núcleo cónico cerca de la cabeza de los tornillos para aumento de la resistencia a la torsión y a la tracción
- Máxima protección de los tejidos blandos gracias al diseño redondeado de la cabeza del tornillo sin bordes afilados

Se presentan unidades individuales de tornillos y en kits de 10 unidades.

Kit 10 Tornillos autorroscantes para Osteosíntesis

Ref.	Medida	Marcado
12431	Ø1,0 x 4	CE 0051
12430	Ø1,0 x 6	CE 0051
12429	Ø1,0 x 8	CE 0051
12428	Ø1,0 x 10	CE 0051
12427	Ø1,0 x 14	CE 0051
12426	Ø1,2 x 4	CE 0051
12425	Ø1,2 x 6	CE 0051
12424	Ø1,2 x 8	CE 0051
12423	Ø1,2 x 10	CE 0051
12421	Ø1,2 x 14	CE 0051



Tornillo Autorroscante para Osteosíntesis

Ref.	Medida	Marcado
11836	Ø1 x 4	CE 0051
11837	Ø1 x 6	CE 0051
11838	Ø1 x 8	CE 0051
11839	Ø1 x 10	CE 0051
11840	Ø1 x 14	CE 0051
12245	Ø1,2 x 4	CE 0051
12246	Ø1,2 x 6	CE 0051
12247	Ø1,2 x 8	CE 0051
12248	Ø1,2 x 10	CE 0051
12249	Ø1,2 x 12	CE 0051



Punta 0,7 autorroscantes para Osteosíntesis

Ref.	Longitud	Medida	Acabado
11843	20	ISO 1797	Natural
11844	20	ISO 1797	GoldGrip
11845	25	ISO 1797	Natural
11846	25	ISO 1797	GoldGrip



Distribuido por: L

